

Usos recomendado en unidades hospitalarias

Área	Dosis sugerida	Modo de empleo	Una vez aplicado dejar esperar
Quirófanos pisos y paredes	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Equipos y mobiliario de quirófano	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Instrumental quirúrgico	Aplicación directa	Inmersión / Contacto	30 a 60 seg.
Sala de tococirugía	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Cuartos de pacientes aislados	250 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Cuarto séptico	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Cuartos de recién nacidos	250 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Consultorios	250 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Regaderas, lavabos y WC	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Pisos, paredes, elevadores y ventanas	250 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Sábanas, ropa de cama, batas y uniformes	100 ml. / 10 kgs. de ropa	Lavado	Ciclo de Lavado

Uso recomendado en hoteles, restaurantes, comedores industriales y hogar

Área	Dosis sugerida	Modo de empleo	Una vez aplicado dejar esperar
Manos	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Tablas de corte	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Mesas de trabajo	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Cámaras de refrigeración / Refrigeradores	Aplicación directa	Aspersión / Contacto	4 a 5 min.
Desinfección de frutas y verduras	5 ml. / 1 lt. de agua	Inmersión	4 a 5 min.
Desinfección de pescados	25 a 30 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	4 a 5 min.
Desinfección de carne y pollo	25 a 30 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	2 a 3 min.
Utensilios generales	25 a 30 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Tarjas, paredes, pisos, lavabos y wc.	25 a 30 ml. / 1 lt. de agua	Aspersión / Contacto	30 a 60 seg.
Comedor			
Cubiertos, platos, mesas y pisos	25 a 30 ml. / 1 lt. de agua	Inmersión / Aspersión	30 a 60 seg.
Almacén			
Anaqueles, contenedores, latería, verduras, frutas, legumbres.	25 a 30 ml. / 1 lt. de agua	Inmersión / Aspersión	30 a 60 seg.